










ODONTOLOGIA

Bioline Fios Cirúrgicos Ltda

É uma empresa genuinamente brasileira, localizada em Anápolis GO, que fabrica e comercializa uma ampla linha de fios cirúrgicos para diversas aplicações e especialidades. Sua Política de Qualidade consiste em fabricar e fornecer fios cirúrgicos que atendam com satisfação às necessidades dos usuários, buscando a melhoria contínua de seus processos de gestão, a fim de manter um padrão de qualidade.

Seu slogan "SAÚDE TRATADA COM RESPEITO" traduz bem este compromisso. A Bioline segue os padrões da United States Pharmacopeia (USP) e da NBR 13904:2003 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). É certificada pela ANVISA em Boas Práticas de Fabricação (BPF), conforme requisitos da Resolução RDC nº 59, de 27 de junho de 2000. Além disso, seu sistema de gestão da qualidade é certificado na norma ISO 9001:2008.








CÓDIGO	FIO			AGULHA			CX
	USP	COMPRIMENTO	TIPO	CURVA	PONTA	COMPRIMENTO	
SEDA							
SD50CT20	5-0	45 CM	Seda - SD	3/8	T 	2,0 CM	24
SD40MT17	4-0	45 CM	Seda - SD	1/2	T 	1,7 CM	24
SD30MT17	3-0	45 CM	Seda - SD	1/2	T 	1,7 CM	24
NYLON							
NL60CT20	6-0	45 CM	Nylon - NL	3/8	T 	2,0 CM	24
NL50CT20	5-0	45 CM	Nylon - NL	3/8	T 	2,0 CM	24
NL40CT20	4-0	45 CM	Nylon - NL	3/8	T 	2,0 CM	24
NL30CT20	3-0	45 CM	Nylon - NL	3/8	T 	2,0 CM	24
NL20CT20	2-0	45 CM	Nylon - NL	3/8	T 	2,0 CM	24
POLIGLECAPRONE 25							
PGCL50CT19IP	5-0	45 CM	Poliglecaprone 25 - PGCL	3/8	T 	1,9 CM	12
PGCL40CT19IP	4-0	45 CM	Poliglecaprone 25 - PGCL	3/8	T 	1,9 CM	12
PGCL30CT19IP	3-0	70 CM	Poliglecaprone 25 - PGCL	3/8	T 	1,9 CM	12
POLIGLACTINA 910							
PGLA50CT19IP	5-0	45 CM	Poliglactina 910 - PGLA	3/8	T 	1,9 CM	12
PGLA40CT19IP	4-0	45 CM	Poliglactina 910 - PGLA	3/8	T 	1,9 CM	12
PGLA30CT24IP	3-0	45 CM	Poliglactina 910 - PGLA	3/8	T 	1,9 CM	12

T Triangular Cortante Invertida



Fios Cirúrgicos

AGULHEIRO

1/2 	1,7cm MT17	
3/8 	1,95cm CT19	
3/8 	2,0cm CT20	
3/8 	2,4cm CT24	